

飛沫感染防止用 透明マスク

# 使い捨てフェイスガード 0.25

## 特長



超高透明の PP 樹脂を使用

厚さ 0.25mm の PP のため軽量


帯電防止加工で飛沫・埃等を引き寄せにくい

食品に使用する容器と同じ製品のため、安全

使い捨てで除菌の手間なし

## 組み立て方

- ①内側のバンドの長さを調整します。
- ②外側バンドでしっかり固定をしてください。



内側バンドと外側の間に空間を作ってください。  
空間は通気性を良くして曇り防止となります。

フェイスガードと額の間を  
開けることにより曇りにくくなります。



**好きなサイズに修正可能！**

ご自身でハサミを使用し、  
好きなサイズに切ってご使用できます。

## 使用ケース



- 地域密着型の診療のお医者様、受付の方
- 銀行、飲食店などで接客を行う方
- 自治体などでお客様との対応を行う方